

CAMILLA DE TRANSPORTE Y RECUPERACION

IM - 492



Fabricada en acero cold rolled C18.

Dimensiones

- Longitud: 190 cm
- Anchura: 65 cm

Características técnicas

- **Fabricación y estructura**
 - Tendido de dos planos en lamina cold rolled cl. 20 con cabecero de levante de sistema neumático ,
 - 2 barandas abatibles en plástico ABS con descenso neumático.
 - Atril de doble gancho de sostenimiento en varilla redonda de 1/4 y tubo de 5/8 en acero inoxidable.
- **Tendido y tapizado**
 - Colchoneta en espuma rosada de 8 cm de alta densidad, forrada en cordobán lavable de fácil limpieza, con 3 correas ajustables.
- **Ruedas y desplazamiento**
 - 4 ruedas de 5" antibacterial, dos con freno para asegurar después del desplazamiento.
- **Dimensiones**
 - Posiciones: Horizontal, semifowler, fowler y cambio de altura que se acciona por medio de manivela.
 - Dimensiones: Largo 1.90 m - Ancho 0.65 m - Altura min. 0.65 m - máx. 0.80 m.
- **Acabado**
 - Terminado en pintura electrostática en polvo.
- **Características adicionales**
 - Capacidad de carga: 180kg - 220kg.
- **Marca**
 - Imedicol