

CAMILLA GINECOLÓGICA FULL

IM - 469



Fabricado en lámina de acero cold rolled.

Dimensiones

- Longitud: 180 cm
- Anchura: 50 cm
- Altura: 80 cm

Características técnicas

- **Fabricación y estructura**
 - Accesorios: Taconeras fundidas en aluminio con soporte en varilla cromada y perilla y cubeta en acero inoxidable, pierneras de aluminio y muñequeras. para asegurar la posición.
 - Estructura base con cajón y alacena de puertas corredizas.
- **Tendido y tapizado**
 - Tendido dividido en 3 secciones, el cabecero y piecero se accionan mecánicamente.
 - Tapizado en cordobán lavable y espuma de 5cm con refuerzo en tablex de alta resistencia.
- **Dimensiones**
 - Útiles: Largo 1.80 m, Ancho 0.50 m, Altura 0.80 m.
- **Acabado**
 - Terminado en pintura electrostática.
- **Características adicionales**
 - 4 niveladores antideslizantes de 3/8".
- **Marca**
 - Imedicol