

## CAMILLA PARA RECUPERACIÓN

IM - 487A



Fabricada en acero cold rolled C18.

### Dimensiones

- Longitud: 190 cm
- Anchura: 60 cm
- Altura: 80 cm

### Características técnicas

- **Fabricación y estructura**
  - Tendido con cabecero de levante de sistema mecánico en lámina cold rolled C. 22, con borde en bocel de caucho que amortigua y protege la camilla.
  - 2 barandas escualizables en tubo redondo de 7/8" C.18.
  - Bandeja auxiliar en lámina cold rolled C.22
  - Atril de doble gancho de sostenimiento, en varilla redonda de 1/4 con cuerpo en tubo redondo de 5/8 C.18, todo en acero inoxidable.
- **Tendido y tapizado**
  - Colchoneta en espuma rosada de 5 cm de alta densidad, forrada en cordobán lavable de fácil limpieza, con 3 correas ajustables.
- **Ruedas y desplazamiento**
  - 4 ruedas de 5" plástica antibacterial, todas con freno para asegurar después del desplazamiento.
- **Dimensiones**
  - Dimensiones: Largo 1.90 m - Ancho 0.60 m – Altura 0.80 m.
- **Acabado**
  - Terminado en pintura electrostática en polvo.
- **Características adicionales**
  - Posiciones: Horizontal, semifowler y fowler.
  - Soporte para bala de oxígeno.
  - Capacidad de carga: 180kg - 220kg.
- **Marca**
  - Imedicol