

CAMILLA PARA TRANSPORTE DE CADÁVER

IM - 619



"Fabricada en acero inoxidable ref. 304.

Dimensiones

- Longitud: 198 cm
- Anchura: 73 cm
- Altura: 70 cm

Características técnicas

- **Fabricación y estructura**
 - Tendido fijo en lámina de acero inoxidable ref. 304, con cápsula con rieles de descenso vertical.
 - Todas las uniones en bisagras reforzadas en acero inoxidable ref.304.
 - Terminado en acero inoxidable ref. 304.
- **Ruedas y desplazamiento**
 - 4 ruedas de 5" plástica antibacterial, todas con freno para asegurar después del desplazamiento.
- **Dimensiones**
 - Dimensiones externas: Largo 1.98 m - Ancho 0.73 m - Altura 0.70 m.
- **Características adicionales**
 - Manijas para fácil traslado de la camilla.
 - Manijas centrales para ayuda de accionamiento central con guaya, para subir y bajar las puertas en rieles.
 - Posiciones: Horizontal.
 - Capacidad de carga: 180kg - 220kg.
 - "
- **Marca**
 - Imedicol