

## CARRO DE PARO

IM-501A



"Fabricado en lámina de acero cold rolled C.22.

### Dimensiones

- Longitud: 80 cm
- Anchura: 50 cm
- Altura: 95 cm

### Características técnicas

- **Fabricación y estructura**
  - Tapa superior en acero inoxidable.
  - 4 cajones para almacenamiento, los dos primeros con divisiones en ABS, todos con manijas en acero inoxidable para la apertura o cierre.
- **Ruedas y desplazamiento**
  - 4 ruedas de 4" antibacterial, 2 con freno para asegurar después del desplazamiento.
- **Dimensiones**
  - Dimensiones: Largo 0.80 m - Ancho 0.50 m - Altura 0.95 m.
- **Acabado**
  - Terminado en pintura electrostática.
- **Características adicionales**
  - Manija en aluminio para facilitar transporte.
  - Sistema de cierre único para todos los cajones, ubicado en la parte superior.
  - Accesorios: Tabla para masaje cardiorrespiratorio en madera ruteada y moldeada y multitoma para conexión de equipos.
  - Soporte para bala de oxígeno, con correas de sujeción.
  - Bandeja auxiliar.
  - Perímetro inferior en bocel de caucho amortiguable, para protección del carro.
  - "
- **Marca**
  - Imedicol