

## CARRO PARA TRANSPORTE DE INSUMOS

IM - 482



Fabricada en tubo cuadrado de 1" de acero inoxidable C.18 ref.304 y lámina de acero inoxidable ref.304.

### Dimensiones

- Longitud: 100 cm
- Anchura: 45 cm
- Altura: 80 cm

### Características técnicas

- **Fabricación y estructura**
  - Bandejas auxiliares en lámina de acero inoxidable ref.304 con pestañas laterales de protección anti caída.
  - Terminado en acero inoxidable ref.304
- **Ruedas y desplazamiento**
  - 4 ruedas de 3" doble carril antibacterial, todas con freno para asegurar después del desplazamiento.
- **Dimensiones**
  - Dimensiones: Largo 1.00 m, Ancho 0.45 m, Altura 0.80 m.
- **Marca**
  - Imedicol