

## DESFIBRILADOR BENEHEART

D 30



Con tecnología avanzada de pantalla táctil capacitiva de alta definición y un diseño de interfaz de usuario sencilla, el desfibrilador BeneHeart D30 ofrece una experiencia visual más clara y un funcionamiento más fluido, para una mayor eficiencia al alcance de su mano.

### Dimensiones

- Peso: 4.2 kg

### Características técnicas

- **Características principales**
  - Pantalla LCD TFT de 8"
  - Pantalla táctil de control por gestos
  - Diseño compacto 4 en 1: Desfibrilación, Cardioversión, Marcapasos y DEA
  - Peso de 4,2 kg con batería
  - Encendido en 2 segundos
  - Carga hasta 200J en 3 segundos y 360J en 7 segundos
  - Recuperación del ECG en solo 2,5 segundos
- **Opcionales**
  - SpO2, NIBP, CO2
- **Marca**
  - Mindray