

DESFIBRILADOR BENEHEART

D 60



Con tecnología avanzada de pantalla táctil capacitiva de alta definición y un diseño de interfaz de usuario sencilla, el desfibrilador BeneHeart D60 ofrece una experiencia visual más clara y un funcionamiento más fluido, para una mayor eficiencia al alcance de su mano.

Dimensiones

- Peso: 4.2 kg

Características técnicas

- **Características principales**
 - Pantalla LCD TFT de 9"
 - Pantalla táctil de control por gestos
 - Diseño compacto 4 en 1: Desfibrilación, Cardioversión, Marcapasos y DEA
 - Peso de 4,2 kg con batería
 - Encendido en 2 segundos
 - Carga hasta 200J en 3 segundos y 360J en 7 segundos
 - Recuperación del ECG en solo 2,5 segundos
- **Opcionales**
 - SpO2, NIBP, CO2
 - Sonda de phased array alta resolución
 - Detector timpánico de temperatura
- **Marca**
 - Mindray