

DESFIBRILADOR UMED 20



El UMED 20 es un sofisticado desfibrilador/monitor que proporciona una solución altamente eficiente para las diversas necesidades diarias de las instituciones médicas.

Dimensiones

- Peso: 5.3 kg

Características técnicas

- **Características principales**
 - Pantalla LCD de 7"
 - Diseño compacto 3 en 1: Desfibrilación, Cardioversión y DEA
 - Peso de 5,3 kg con batería
 - Encendido en 2 segundos
 - Carga hasta 200J en 3 segundos y 360J en 7 segundos
 - Recuperación del ECG en solo 2,5 segundos
- **Marca**
 - Mindray