

DIVÁN PEDIÁTRICO RECLINABLE PARA EXAMEN

IM - 425 P



Fabricado en tubo redondo de 1 1/4 Cold Rolled Cal. 18, con ángulo de 1 1/4 * 1/8 cold rolled.

Dimensiones

- Longitud: 150 cm
- Anchura: 55.0 cm
- Altura: 80 cm

Características técnicas

- **Fabricación y estructura**
 - Refuerzo en tubo redondo de 7/8" cold rolled C.18. Barandas abatibles para mayor seguridad
- **Tendido y tapizado**
 - Tendido dividido en 2 secciones, el cabecero se acciona manualmente. Tapizado en cordobán lavable y espuma de 5cm con refuerzo en tablex de alta resistencia.
- **Dimensiones**
 - Dimensiones: Largo 1.50 m, Ancho 0.55 m, Altura 0.80 m.
- **Acabado**
 - Terminado en pintura electrostática.
- **Características adicionales**
 - 4 tapones plásticos de 1 1/4 externos.
 - Capacidad de carga: 100kg - 120kg.
- **Marca**
 - Imedicol