

LÁMPARA CIELÍTICA MINDRAY

C 5



La lámpara Mindray HyLED serie C ofrece una tecnología óptica sofisticada para facilitar la cirugía abierta y garantizar una iluminación precisa y homogénea. Una de las características destacadas de esta serie es la tecnología de superposición de parches múltiples (MPST), que permite a los cirujanos disfrutar de un campo de luz claro y uniforme.

Características técnicas

▪ Características principales

- 160.000 Lux de iluminación
- Hasta 6 horas de iluminación continua
- Consumo de energía reducido
- Índice de reproducción de color (Ra): 99
- Dilución de sombras con tubo: 100%
- Dilución de sombras con máscara lateral: 71%
- Alimentación de todas las fuentes de luz: 30 W
- Protección IP55

▪ Marca

- Mindray