

LÁMPARA CIELÍTICA MINDRAY

C 8



La lámpara Mindray HyLED serie C ofrece una tecnología óptica sofisticada para facilitar la cirugía abierta y garantizar una iluminación precisa y homogénea con tecnología MPST.

Características técnicas

• Características principales

- 160.000 Lux de iluminación
- Consumo de energía reducido
- Índice de reproducción de color (Ra): 99
- Índice de reproducción de color (R9): 97
- Dilución de sombras con tubo: 100%
- Dilución de sombras con máscara lateral: 76%
- Alimentación de todas las fuentes de luz: 40 W
- Protección IP55

• Marca

- Mindray