

LÁMPARA Hyled 200M



La lámpara HyLED 200 hereda la avanzada tecnología de la lámpara LED de quirófano y muestra un excelente rendimiento de iluminación: mejor intensidad de luz, mayor vida útil y menor consumo de energía.

Características técnicas

- **Características principales**

- 70.000 lux de iluminación
- 10 horas de batería a máxima intensidad
- Diseño compacto y alta flexibilidad
- Diferenciación tisular mejorada con índice de reproducción de color (Ra y R9) de 96
- Los LED duran hasta 60.000 horas

- **Opcionales**

- Mango esterilizable

- **Marca**

- Mindray