

MÁQUINA DE ANESTESIA A5



La máquina de anestesia A5 está equipada con un diseño flexible, una interacción intuitiva y un rendimiento fiable. Proporciona una gama de modos de ventilación que garantizan un cuidado efectivo para todos los pacientes sea cual sea su gravedad.

Características técnicas

• Características principales

- Pantalla de 15,6" con amplia rotación capacitiva
- Modos de ventilación: Manual, VCV, PCV, PCV-VG, CPAP, PS, SIMV-V, SIMV-P, SIMV-VG, APRV
- Flujómetro semielectrónico
- Sistema de respiración calentado que elimina la condensación interna
- Protector para ruedas integrado
- Touchpad de control integrado de reserva
- Cubierta iluminada con brillo ajustable
- Potente herramienta de reclutamiento pulmonar
- Módulos de monitorización plug-and-play
- Cánula nasal de alto flujo
- Batería de reserva de 2 horas

• Marca

- Mindray