

MÁQUINA DE ANESTESIA A7



La máquina de anestesia A7 de Mindray aborda la tendencia hacia la anestesia diversificada, ofreciendo una solución integrada que proporciona una anestesia precisa y una gestión ajustada.

Características técnicas

▪ Características principales

- Pantalla táctil de 18,5" con amplia rotación capacitiva
- Modos de ventilación: manual, VCV, PCV, PCV-VG, CPAP, PS, SIMV-V, SIMV-P, SIMV-VG, APRV, AMV, incluyendo anestesia intubada y no intubada
- Mezclador de gas digital con flujo bajo de seguridad
- Monitoreo preciso
- Flujómetros electrónicos
- Módulos Mindray Plug-and-Play Multi-Gas
- Cánula nasal de alto flujo
- Medición de AA
- Predicción de O₂ y AA
- Reclutamiento pulmonar
- Monitoreo NMT para intubación óptima
- Parámetros avanzados Vt/IBW, Presión motriz y Potencia mecánica
- Batería de respaldo de 90 minutos

▪ Marca

- Mindray