

MÁQUINA DE ANESTESIA A8



La máquina de anestesia A8 conserva muchas características tradicionales y al mismo tiempo introduce tecnologías de vanguardia para permitir un manejo intuitivo y seguro del procedimiento anestésico. Además, presenta el intercambiador de volumen (VE) como un innovador sistema de respiración que brinda una ventilación extremadamente precisa y confiable.

Características técnicas

• Características principales

- Pantalla táctil de 18,5" con giro de 360 grados
- Circuito de respiración integrado en diseño de panel clásico
- Flujómetros electrónicos
- Vaporizador mecánico en posición conocida, fácil de llenar y quitar
- Ventilación protectora
- Reducción de gases anestésicos durante la cirugía
- Módulos multigas plug-and-play: FiO2, EtO2, CO2, N2O, autodetección de 5 agentes, BIS y NMT
- Comprobación automática del sistema
- Cánula nasal de alto flujo
- Medición AA y predicción de AA y ACA
- Sistema e-AGSS
- Pantalla del administrador para estado del sistema

• Marca

- Mindray