

MÁQUINA DE ANESTESIA WATO

EX-35



La máquina de anestesia WATO EX-35 es adecuada para la anestesia general en una amplia gama de pacientes de quirófano, desde neonatos hasta adultos. Con un funcionamiento estable, un diseño de seguridad avanzado, un rendimiento fiable y una interfaz fácil de usar, WATO ofrece a los usuarios clínicos mediciones de monitorización básicas en una pantalla LCD a color con hasta 3 formas de onda.

Características técnicas

• Características principales

- Pantalla táctil de 10,4" con diseño de menú plano
- Peso (sin vaporizador ni cilindro): menor a 120 kg
- Circuito respiratorio con válvula de derivación de CO₂
- Módulo AG integrado Plug-and-play (auto ID de 5 agentes y N₂O)
- Ventilador multimodo integrado
- Ventilador de control electrónico y neumático
- Modos VCV, PCV, SIMV, PSV y Manual
- Permite la conjunción con hasta 2 vaporizadores
- Batería de 150 minutos

• Marca

- Mindray