

MESA DE CIRUGÍA HYBASE 3000



La mesa HyBase 3000 está diseñada para aplicaciones quirúrgicas cada vez más complejas, requiere menos esfuerzo y tiempo para ubicar al paciente de manera segura, cómoda y eficiente.

Características técnicas

• Características principales

- Desplazamiento longitudinal máximo de 300 mm para acceso libre al arco en C
- Capacidad máxima de levantamiento de 230 kg
- Batería para 50 a 80 operaciones
- Sistema mecánico de frenos para una mayor estabilidad
- Posición de Flex y Reflex con un solo botón
- Superficie radiotransparente para acceso libre del arco en C
- Tres paneles de control: control remoto, control de respaldo e interruptor de pedal
- Sistema de colocación del paciente seguro y práctico
- Colchón de descompresión con diseño antiestático, impermeable y de una pieza

• Opcionales

- Extensión de ortopedia, accesorios para ginecología y neurología

• Marca

- Mindray