

MESA DE CIRUGÍA HYBASE 6100



La mesa HyBase 6100 proporciona una excelente facilidad de uso clínico. Está diseñada con una altura menor a 498 mm, especialmente para neurocirugía y cirugía mínimamente invasiva, además de tener una cubierta de base más funcional y un sistema de control remoto inalámbrico más conveniente.

Características técnicas

• Características principales

- Desplazamiento longitudinal máximo de 320 mm para acceso libre del arco en C
- Capacidad máxima de levantamiento de 250 kg
- Almohadilla de descompresión multicapa con diseño impermeable y sin costuras
- Posición más baja de la mesa: 498 mm para neurocirugía y cirugía mínimamente invasiva
- Sistema de control remoto inalámbrico
- Interruptor de pedal
- Sistema de cancelación manual
- Radiolúcida

• Opcionales

- Extensión de ortopedia, accesorios para ginecología y neurología

• Marca

- Mindray