

MESA DE CIRUGÍA HYBASE V8



HyBase V8 está diseñada para aplicaciones quirúrgicas cada vez más complejas. Gracias al conocimiento de las exigencias de los cirujanos y personal de enfermería, Mindray responde a la demanda con una solución completa en mesas de operaciones.

Características técnicas

- **Características principales**

- Capacidad máxima de 460 kg
- Desplazamiento longitudinal de hasta 350 mm; acceso libre al arco en C
- Rango de movimiento vertical de 600 a 1050 mm / 595 a 1095 mm
- Sistema inteligente de protección contra colisiones para detener el movimiento de la mesa antes de que ocurra una colisión
- De 12 a 18 movimientos eléctricos
- Control manual Bluetooth para manejo sin problemas en el quirófano
- La mesa cuenta con una placa lumbar y pequeñas placas para las piernas

- **Opcionales**

- Extensión de ortopedia, accesorios para ginecología y neurología

- **Marca**

- Mindray