


MONITOR DE SIGNOS VITALES BENEVISION

N12



Los monitores de pacientes BeneVision™ Serie N con la tecnología de pantalla de última generación ofrecen pantallas claras, multicolor y de gran formato para que los usuarios puedan capturar y revisar la información de un vistazo. El multifuncionamiento táctil permite que los usuarios controlen el monitor y revisen los datos del paciente de forma fácil y rápida.

Dimensiones

- Peso: 4,1 kg

Características técnicas

• Características principales

- Pantalla táctil LCD TFT de 12,3"
- Peso: 4,1 kg
- 8 formas de onda
- Modular para monitoreo avanzado
- Tendencia de datos: 120 horas
- La pantalla se adapta automáticamente a la luz ambiente
- Monitoreo de ECG, SpO2, PANI, TEMP, respiración, 2 canales de presiones invasivas, Hemo, Sepsis, BOA y EWS

• Opciones de montaje

- Carro de transporte y brazo de soporte a pared

• Marca

- Mindray