


# MONITOR DE SIGNOS VITALES BENEVISION

N15



Los monitores de pacientes BeneVision™ Serie N con la tecnología de pantalla de última generación ofrecen pantallas claras, multicolor y de gran formato para que los usuarios puedan capturar y revisar la información de un vistazo.

## Dimensiones

- Peso: 5.4 kg

## Características técnicas

- **Características principales**
  - Pantalla táctil LCD TFT de 15,6"
  - Peso: 5,4 kg
  - 10 formas de onda
  - Modular para monitoreo avanzado
  - Tendencia de datos: 120 horas
  - La pantalla se adapta automáticamente a la luz ambiente
  - Monitoreo de ECG, SpO2, PANI, TEMP, respiración, 2 canales de presiones invasivas, Hemo, Sepsis, BOA y EWS
- **Opciones de montaje**
  - Carro de transporte y brazo de soporte a pared
- **Marca**
  - Mindray