

MONITOR DE SIGNOS VITALES BENEVISION

N 22



El revolucionario BeneVision N22 está diseñado para optimizar la experiencia del usuario satisfaciendo todos sus requisitos clínicos.

Dimensiones

- Peso: 11.5 kg

Características técnicas

• Características principales

- Pantalla TFT LCD de 22"
- Resolución de 1680 x 1050 píxeles
- Pantalla giratoria (horizontal y vertical)
- Peso: 11,5 kg
- Visualización de señales: hasta 16 ondas (vertical) / hasta 13 ondas (horizontal)
- Monitoreo de ECG, SpO2, 2 IBP, PNI, respiración, temperatura, análisis de arritmias y detección de fibrilación auricular (Afib)

• Opciones de montaje

- Carro de transporte y brazo de soporte a pared

• Marca

- Mindray