

MONITOR DE SIGNOS VITALES / EPM10M

EPM10



Los monitores de signos vitales serie ePM brindan una excelente experiencia visual, operación inteligente, mediciones fisiológicas precisas, fluidez de trabajo y opciones de conectividad integrales para entornos hospitalarios exigentes, como salas de emergencia, unidades de recuperación, unidades de cuidados críticos y general.

Dimensiones

- Peso: 3.2 kg

Características técnicas

- **Características principales**
 - Pantalla capacitiva multitáctil de 10,1"
 - Peso: 3,2 kg
 - Uso previsto para adultos, pediátricos y neonatos
 - Monitoreo ECG de 3/5/12 derivaciones con respiración, SpO2 con índice de perfusión, temperatura y PNI
 - Algoritmo de ECG de múltiples derivaciones con análisis de ST y QT
 - Parámetros MPM de Integrated Platinum™
 - Herramientas clínicas
- **Opcionales (ePM10M)**
 - IBP 2 canales, Capnografía (CO2) y Gasto cardíaco (CO)
- **Marca**
 - Mindray