

MONITOR DE SIGNOS VITALES / EPM12M

EPM12



Los monitores de signos vitales serie ePM brindan una excelente experiencia visual, operación inteligente y mediciones fisiológicas precisas para entornos hospitalarios exigentes.

Dimensiones

- Peso: 3.4 kg

Características técnicas

- **Características principales**
 - Pantalla capacitiva multitáctil de 12,1"
 - Peso: 3,4 kg
 - Uso previsto para adultos, pediátricos y neonatos
 - Monitoreo ECG de 3/5/12 derivaciones con respiración, SpO2 con índice de perfusión, temperatura y PNI
 - Algoritmo de ECG de múltiples derivaciones con análisis de ST y QT
 - Algoritmo SpO2 antiperfusión bajo
 - Análisis de arritmia con detección estándar de fibrilación auricular (AFib)
- **Opcionales (ePM12M)**
 - IBP 2 canales, Capnografía (CO2), Gasto cardíaco (CO), Módulo AG y BIS
- **Marca**
 - Mindray