


MONITOR DE SIGNOS VITALES UMEC 10



Los monitores para pacientes de la serie uMEC cubren las necesidades clínicas ofreciendo mediciones precisas y estables de los parámetros esenciales. Cuando el monitoreo es confiable, usted puede estar más seguro al tomar decisiones clínicas.

Características técnicas

• Características principales

- Pantalla LCD TFT a color de 10,4"
- Hasta 7 ondas desplegadas en pantalla
- Parámetros básicos con sus respectivos módulos (ECG, RESP, TEMP, SpO2, NIBP)
- Análisis de arritmias, segmento ST y segmento QT/QTc
- Memoria de hasta 1200 horas
- Transferencia de datos por USB
- Batería de ion-litio de 4 horas
- Alarmas audibles y visuales

• Marca

- Mindray