

MONITOR DE SIGNOS VITALES UMEC 12



Los monitores para pacientes de la serie uMEC cubren las necesidades clínicas ofreciendo mediciones precisas y estables de los parámetros esenciales.

Características técnicas

• Características principales

- Pantalla LCD de 12" con módulos
- Monitoreo de ECG, SpO2, NIBP, temperatura, respiración con opción de 2IBP/CO o 2IBP/CO/CO2
- Análisis de arritmias, segmento ST y segmento QT/QTc
- Memoria de hasta 1200 horas
- Transferencia de datos por USB
- Batería de ion-litio de hasta 4 horas de duración

• Opcionales

- 2 líneas invasivas, Gasto cardiaco, Capnografía Mainstream - Sidestream

• Marca

- Mindray