

MONITOR DE SIGNOS VITALES

VS-900



Monitor portátil de signos vitales apto para pacientes adultos, pediátricos y neonatales. Los parámetros que se pueden monitorizar son: SpO2, NIBP y TEMP.

Dimensiones

- Peso: 2.5 kg

Características técnicas

- **Características principales**
 - Pantalla LCD de 8,4"
 - Peso: 2,5 kg
 - Admite mediciones PNI rápidas, precisas y confortables
 - El PI (índice de perfusión) da a los profesionales una indicación de la confiabilidad de la medición de SpO2
 - La batería superior de iones de litio ofrece más de 22 horas de monitoreo continuo
 - Se puede conectar al sistema EMR (registros médicos electrónicos) mediante la potente eGAteway de Mindray
- **Marca**
 - Mindray