

VENTILADOR

SV600



El ventilador SV600 incorpora tecnología modular avanzada con sistema de respaldo de autosuministro de aire y soluciones inteligentes para diversos entornos de cuidado crítico.

Dimensiones

- Peso: 45 kg

Características técnicas

• Características principales

- Pantalla LCD TFT de 15,6"
- Peso: aproximadamente 45 kg, incluido el carro y suministro de aire de reserva
- Sistema de respaldo de Autosuministro de aire
- Amplia gama de modos de ventilación
- Solución de ventilación inteligente: AMV + IntelliCycle
- Solución de emergencia: CPRV
- Ventilación no invasiva y terapia de oxígeno de alto flujo
- Kit de protección pulmonar
- Módulo neonatal integrado con volúmenes corrientes tan bajos como 2 ml
- Tecnología modular: módulos para SpO2 y CO2 para Capnografía Volumétrica Mainstream o Convencional Sidestream

• Marca

- Mindray