

GRÚA HIDRÁULICA

KONFORT PLUS

Esta grúa permite realizar transferencias seguras y cómodas (elevación, descenso y traslados cortos) a pacientes dependientes con limitaciones de movilidad. Permite al acompañante o cuidador realizar el procedimiento con un mínimo esfuerzo. Cuenta con una palanca hidráulica fácil de usar y segura de operar.

 Seguridad gracias al sistema de arnés	 Ruedas con freno en la parte trasera	 Giro de percha de 360°
 Arnés extensivo	 Servicio al cliente	 1 AÑO DE GARANTÍA



SKU	H02EA01063
Dimensiones caja master	120 cm x 67 cm x 24,5 cm
Cantidad por caja master	Unidad
Peso neto caja master	- kg
Peso bruto caja master	- kg
Estructura	Acero
Calibre del tubo	4,55 mm
Tipo de grúa	Hidráulica
Ruedas	Macizas de 4", 2 unds con freno y 2 unds sin freno.
Arnés	92 cm de largo x 45 cm de ancho - en tela impermeable
Altura total	Mín.139 cm - máx. 218 cm
Ancho total	Mín.58 cm - máx. 109 cm
Largo total	124 cm
Apertura interior	Mín. 49 cm - máx. 99 cm
Capacidad de peso	180 kg
Clasificación de riesgo	Clase I (riesgo bajo)
Registro Sanitario	2016DM-0015510