

PULSIOXIMETRO II

GMDPX-202

Pulsioxímetro adulto, con indicación de la saturación parcial de oxígeno, frecuencia de pulso, índice de perfusión y curva fotopletismográfica. Cuenta con alarma ajustable, memoria de las últimas 20 mediciones y brillo de pantalla ajustable. Incluye estuche de transporte y cordón de seguridad. Ideal para uso en instituciones o en casa



Memoria de las últimas 20 mediciones



Pantalla con 4 sentidos de orientación



Alarma Configurable



Función a un solo botón



EAN-13	7707633905797
Unidades por caja máster	100
Dimensiones	57 x 30.5 x 31.5 mm
Peso	27 g (sin baterías)
Alimentación eléctrica	2 x AAA (baterías)
Pantalla	0.96" TFT/OLED
Direcciones de visualización de la pantalla	4
Niveles de brillo	5
Curva fotopletismográfica	Si
Variables medidas	SpO2, Frecuencia de pulso (PR), Índice de perfusión (PI)
SpO2	Rango: 30 - 99 % Resolución: 1 % Exactitud: ± 2 dígitos (70 - 100 %) No especificado (30 - 69 %)
Frecuencia de pulso	Rango: 25 - 250 bpm Resolución: 1 bpm Exactitud: ± 3 bpm
Grado de protección contra descargas eléctricas	Tipo BF
Protección contra líquidos y partículas	IP22
Condiciones ambientales de almacenamiento y transporte	Temperatura: -20 - 60 °C Humedad: 10 - 95 %
Condiciones ambientales de operación	Temperatura: 10 - 40 °C Humedad: 10 - 95 %
Memorias	20
Registro sanitario	2022EBC-0025857
Riesgo	IIB