

UNIDAD DE ASPIRACIÓN ELÉCTRICA

— NEW ASKIR 30 —



NEW ASKIR 30 es una unidad de succión eléctrica de sobremesa para la aspiración de fluidos corporales, orales, nasales y aspiración traqueal en adultos o niños. Adecuada para pacientes traquetomizados, aplicaciones quirúrgicas menores y terapia post-operatoria. El equipo dispone también vacuómetro (medido en bar y kPa) y regulador de vacío. Incluye nivel de protección IP21 y está configurado según norma EN 60601-1-11 "para uso en Atención Domiciliaria".

Accesorios incluidos

- Frasco de recolección con sistema de Válvula de desagüe (diferentes opciones)
- Tubos de Silicona autoclavable 6x10 + Conector Cónico $\varnothing$ 8-9-10 mm
- Filtro antibacterial e hidrófugo (para uso único por paciente)
- Sonda de aspiración CH20
- Cable de Conexión con Enchufe tipo USA
- Carrito de transporte REF. 27730 **(OPCIONAL)**

Configuraciones disponibles

- RE 310100/30 — NEW ASKIR 20 con Frasco de 1000ml autoclavable, fabricado en policarbonato
- RE 310100/40 — NEW ASKIR 20 con Frasco de 2000ml autoclavable, fabricado en policarbonato
- Disponible bajo pedido — Frasco APEC® autoclavable hasta 143° Cent.

Accesorios incluidos

Motor: Bomba de pistón libre de mantenimiento y lubricación

Tensión de alimentación: 110-127V 60Hz - Otras configuraciones disponibles según se solicite

Clasificación ISO 10079-1: ALTO VACÍO / ALTO FLUJO

Vacío máximo (ajustable): -0.80 Bar -80 kPa -600 mmHg

Flujo de aire libre: 40 l/min

Nivel de ruido: 60 dB

Ciclo de trabajo: Operación continua

Peso: 3.60 Kg

Dimensiones: cm 35 x 21 x 18

Años de garantía: 2

Configuración de embalaje: 3 Udds./Caja

Lugar de fabricación: Italia

Aplicaciones

- Endoscopia
- Gastroenterología
- Cirugía general
- Atención domiciliaria
- Obstetricia
- Pabellón quirúrgico (Sala operaciones)
- Veterinaria

