COIMPORMÉDICA
Al servicio de la salud

Coimpormédica SAS
www.coimpormedica.com
@coimpormedica
Bogotá D.C, Colombia

SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR

En aluminio

La Silla de Ruedas Estándar en Aluminio Liviana, Plegable, con Apoyabrazos Abatibles está diseñada para brindar comodidad, seguridad y practicidad a personas con movilidad reducida durante sus desplazamientos diarios. Su estructura en aluminio liviano facilita el manejo y la movilidad, ofreciendo una experiencia más cómoda tanto para el usuario como para el cuidador.



- Sistema de freno accionado por cuidador
- Estructura en aluminio
- Apoya brazos abatible
- Asas de empuje abatibles
- Reposapies abatibles
- Doble función

Características

- **Altura total:** 89 cm
- **Ancho total:** 59 cm
- **Largo total:** 96 cm
- **Altura del espaldar:** 39.5 cm
- **Ancho del asiento:** 46.5 cm
- **Altura del asiento al piso:** 47.5 cm
- **Tamaño de la rueda trasera:** 22" (incluyendo la coraza)
- **Tamaño del aro de propulsión:** 17.5"
- **Material:** Aluminio con asas de empuje en acero
- **Peso máximo del usuario:** 100 kg
- **Material de la tapicería:** Nylon
- **Peso neto:** 9,8 kg

