COIMPORMÉDICA
Al servicio de la salud

Coimpormédica SAS
www.coimpormedica.com
@coimpormedica
Bogotá D.C, Colombia

LÁMPARA CUELLO DE CISNE

CM-127









La lámpara auxiliar cuello de cisne estándar destinada para proporcionar iluminación y mejorar la visualización durante procedimientos menores tales como diagnostico o exámenes generales, compuesta por una base sólida con contrapeso en hierro revestido de acero inoxidable, columna fija con protector cromado o con pintura electrostática, acople tipo rosca en aluminio para ajuste manual de altura, cuello flexible (cuello de cisne), cable eléctrico con clavija integrada para 110 voltios, con conector e interruptor.

Caracteristicas

- Estructura fabricada en tubo de acero cold rolled.
- Parte superior en acero inoxidable.
- Base de hierro para mayor estabilidad.
- Sistema flexible para facilitar la orientación de la lámpara.
- Altura graduable.
- Conexión eléctrica de 110 V.
- Acabado en acero inoxidable.

Especificaciones técnicas

- Base triangular pintada
- Cuello flexible metalico de 54 cm de longitud, ajustable a la posición deseada.
- Alimentación eléctrica de ca 110 v – 60 hz
- Tolva de acero inoxidable