COIMPORMÉDICA
Al servicio de la salud

Coimpormédica SAS
www.coimpormedica.com
@coimpormedica
Bogotá D.C, Colombia

Silla de Ruedas Pediátrica en aluminio

KP9065-/ KP9065-14

2 Años de garantía







CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

	Largo de la silla	Ancho total de la silla	Alto total de la silla	Ancho total de la silla plegada	Ancho de asiento
KP9065-12	103 cm	47 cm	92 cm	30 cm	30 cm
KP9065-14	103 cm	52 cm	92 cm	30 cm	35 cm

	Profundidad del asiento	Altura de resplado	Altura asiento - piso	Capacidad de peso	Peso neto
KP9065-12	41 cm	43 cm	49 cm	100 cm	10,5 kg
KP9065-14	41 cm	43 cm	41 cm	100 cm	11,5 kg

Coimpormédica SAS
www.coimpormedica.com
@coimpormedica
Bogotá D.C, Colombia

Especificaciones técnicas

Descripción del producto

La Silla de Ruedas Pediátrica KP9065 está fabricada en aluminio ligero con pintura electrostática color morado, diseñada para brindar movilidad segura y cómoda a niños y jóvenes.
Su estructura compacta y plegable, combinada con ruedas de coraza maciza en PU, apoyabrazos y reposapiés abatibles, cinturón de seguridad y tapicería ignífuga, la convierten en una solución práctica y confiable para el uso diario en casa o en exteriores.

EAN 13	7707633903427 / 7707633907289
Material	Aluminio
Llanta trasera	22”, rin estrella, con coraza maciza en PU
Rueda delantera	8” x 1.25”, rin estrella, con coraza maciza
Apoyabrazos	en PU Abatibles
Reposapíes	Abatibles, plataforma plástica
Frenos del cuidador	No
Cinturón de seguridad	Si
Material de tapicería	Nylon ignifugo
Espaldar	Fijo
Accesorios	Cojín para asiento
Riesgo	Clase I
Registro Sanitario	2025DM-0031081
Color	Morado
Tipo de pintura	Electrostática