COIMPORMÉDICA
Al servicio de la salud

Coimpormédica SAS
www.coimpormedica.com
@coimpormedica
Bogotá D.C, Colombia

SILLA DE RUEDAS BASCULANTE Y RECLINABLE

KP140-16 / KP140-18



Referencia:

G5-10/ G5-12/ G5-14

La Silla de Ruedas Basculante y Reclinable está diseñada para brindar soporte postural avanzado, confort y seguridad a usuarios con necesidades neurológicas o limitaciones motoras. Su estructura de aluminio liviano, junto con su sistema basculante y respaldo reclinable, permite ajustar la postura según la necesidad del usuario. Incluye soporte cefálico, apoyos laterales y taco abductor, proporcionando una solución integral para posicionamiento, estabilidad y movilidad diaria.

Caracteristicas

	Largo total de la silla	Ancho total de la silla	Alto total de la silla	Ancho total de la silla plegada	Ancho de asiento	Profundidad de asiento	Altura de respaldo	Altura asiento-piso	Capacidad de peso	Peso neto
KP140-16	98 cm	53 cm	100 cm	33 cm	40 cm	38 cm	46 cm	42 cm	90 kg	25 kg
KP140-18	112 cm	60 cm	110 cm	33 cm	46 cm	40 cm	54 cm	45 cm	90 kg	27 kg

Coimpormédica SAS
www.coimpormedica.com
@coimpormedica
Bogotá D.C, Colombia





Especificaciones técnicas

EAN 13	7707633908255 / 7707633909108
Material	Aluminio
Llanta trasera	16" rin estrella, con coraza maciza en PU
Rueda delantera	6", rin estrella, con coraza maciza en PU, tenedor en aluminio
Tipo de apoyabrazos	Altura ajustable
Tipo de reposapiés	Removibles, elevables, plataforma plástica
Frenos de cuidador	Sí
Cinturón de seguridad	Si (4 puntos)
Basculante	Si
Espaldar reclinable	Si
Accesorios	Soporte cefálico, soportes laterales, taco abductor, bandeja
Riesgo	Clase I
Registro Sanitario	2025DM-0031081