COIMPORMÉDICA
Al servicio de la salud

Coimpormédica SAS
www.coimpormedica.com
@coimpormedica
Bogotá D.C, Colombia

SILLA DE RUEDAS VIAJERA ULTRALIVIANA

MARCO EN ALUMINIO



Referencia:

KP9806L

La Silla de Ruedas Viajera Ultraliviana con marco en aluminio, diseñada para brindar ligereza, resistencia y facilidad de manejo en traslados cortos. Su diseño compacto facilita el desplazamiento en espacios reducidos y permite un transporte más práctico y funcional. Ideal para ser impulsada por un acompañante, ofreciendo comodidad y movilidad en todo momento.

Especificaciones técnicas

- **Peso neto** 9 kg
- **Alto total** 87.5 cm
- **Altura de espaldar** 30 cm
- **Capacidad de peso** 100 kg
- **Ancho total** 51.5 cm
- **Largo total** 79 cm
- **Profundidad de asiento** 40 cm
- **Ancho de asiento** 40 cm
- **Altura del asiento al piso** 51 cm
- **Altura asiento-apoyabrazos** 21 cm

CM

COIMPORMÉDICA
Al servicio de la salud

Coimpormédica SAS
www.coimpormedica.com
@coimpormedica
Bogotá D.C, Colombia

SILLA DE RUEDAS VIAJERA ULTRALIVIANA

MARCO EN ALUMINIO



Referencia:

KP9806L

La Silla de Ruedas Viajera Ultraliviana con marco en aluminio, diseñada para brindar ligereza, resistencia y facilidad de manejo en traslados cortos. Su diseño compacto facilita el desplazamiento en espacios reducidos y permite un transporte más práctico y funcional. Ideal para ser impulsada por un acompañante, ofreciendo comodidad y movilidad en todo momento.

Especificaciones técnicas

- **Peso neto** 9 kg
- **Alto total** 87.5 cm
- **Altura de espaldar** 30 cm
- **Capacidad de peso** 100 kg
- **Ancho total** 51.5 cm
- **Largo total** 79 cm
- **Profundidad de asiento** 40 cm
- **Ancho de asiento** 40 cm
- **Altura del asiento al piso** 51 cm
- **Altura asiento-apoyabrazos** 21 cm

CM

Coimpormédica SAS
www.coimpormedica.com
@coimpormedica
Bogotá D.C, Colombia

Especificaciones técnicas

EAN 13	7707633908255 / 7707633909108
Material	Aluminio
Llanta trasera	16" rin estrella, con coraza maciza en PU
Rueda delantera	6", rin estrella, con coraza maciza en PU, tenedor en aluminio
Tipo de apoyabrazos	Altura ajustable
Tipo de reposapiés	Removibles, elevables, plataforma plástica
Frenos de cuidador	Sí
Cinturón de seguridad	Si (4 puntos)
Basculante	Si
Espaldar reclinable	Si
Accesorios	Soporte cefálico, soportes laterales, taco abductor, bandeja
Riesgo	Clase I
Registro Sanitario	2025DM-0031081



