COIMPORMÉDICA
Al servicio de la salud

Coimpormédica SAS
www.coimpormedica.com
@coimpormedica
Bogotá D.C, Colombia

CAMINADOR ROLLATOR ESTILO EUROPEO

KP2-808F



HOOPFOT PLUS

El caminador Rollator estilo europeo Hoopfot Plus está diseñado para brindar apoyo, estabilidad y comodidad durante el desplazamiento de personas con movilidad reducida. Cuenta con una estructura fabricada en aluminio liviano de 7,8 kg, que facilita su manipulación y transporte.

Caracteristicas

- Estructura fabricada en aluminio liviano.
- Diseño plegable con sistema de cierre lateral.
- Cuatro ruedas de 8 pulgadas.
- Ruedas fabricadas en material TPR.
- Asiento integrado con respaldo.
- Frenos de doble función.
- Manijas graduables en seis niveles.
- Bolsa de compras desmontable.
- Soporte para bastón.
- Diseño estilo europeo.
- Peso ligero para facilitar su transporte.



CM

Coimpormédica SAS
www.coimpormedica.com
@coimpormedica
Bogotá D.C, Colombia

Especificaciones técnicas

- Marca = Hoopfot Plus
- Referencia = KP2-808F
- Tipo de producto = Caminador Rollator
- Diseño = Estilo europeo
- Material de estructura = Aluminio
- Peso del equipo = 7,8 kg
- Número de ruedas = 4
- Diámetro de ruedas = 8 pulgadas
- Material de ruedas = TPR
- Sistema de frenos = Doble función
- Asiento = Integrado con respaldo
- Graduación de manijas = 6 niveles
- Capacidad máxima de carga = 136 kg
- Sistema de plegado = Lateral
- Accesorios = Bolsa desmontable y soporte para bastón

Uso y aplicaciones

- Apoyo durante la marcha de adultos mayores.
- Desplazamiento de personas con movilidad reducida.
- Asistencia en actividades cotidianas.
- Apoyo para personas con dificultades de equilibrio.
- Desplazamientos en espacios interiores y exteriores adecuados.
- Descanso durante recorridos gracias a su asiento integrado.



