Coimpormédica SAS
www.coimpormedica.com
@coimpormedica
Bogotá D.C, Colombia

ESTEREOMICROSCOPIO ACUARIUS

BINOCULAR NEW



7X- 45X ZOOM LED

El estereomicroscopio ACUARIUS BINOCULAR NEW 7X - 45X es un equipo óptico diseñado para la observación tridimensional de muestras y objetos pequeños, proporcionando una visualización clara y detallada. Cuenta con un sistema óptico binocular y un mecanismo de zoom continuo con aumentos variables de 7X a 45X, que permite ajustar la magnificación de acuerdo con las necesidades de observación.

Caracteristicas

- Cuerpo principal: imagen nítida en formato estéreo en un amplio campo de visión
- Cabezal binocular inclinado a 45° y giratorio a 360°
- Tanto el tubo ocular izquierdo como el derecho con ajuste de dioptrías +/-5dp
- La distancia Inter pupilar es de 55-75 mm
- Relación de zoom: 1: 6,4
- Ocular WF10X/20mm
- Rango de zoom objetivo 0,7x - 4,5x
- Ampliación 7x - 45x
- Distancia de trabajo 100 mm
- Iluminación incidente y transmitida mediante LED de 3W