COIMPORMÉDICA
Al servicio de la salud

Coimpormédica SAS
www.coimpormedica.com
@coimpormedica
Bogotá D.C, Colombia

ESTEREOMICROSCOPIO

GLASS



Accesorios



3 AÑOS DE GARANTÍA

El estereomicroscopio binocular GLASS de Procet Scientific es un equipo óptico diseñado para la observación tridimensional de muestras y objetos con claridad y precisión. Cuenta con un sistema de aumento variable de 7.5X a 50X, que permite examinar detalles superficiales y estructuras de diferentes tamaños.

Caracteristicas

- Cabezote binocular con 45° inclinación y 360° rotación.
- Graduación de distancia inter pupilar 55-75mm.
- Chasis Metálico con pintura horneable.
- Oculares WF10X - Φ23mm. Ajuste dióptrico en los dos oculares.
- Magnificación total 7.5X - 50X.
- Rango de enfoque de 80mm.
- Diámetro de campo visual Φ33 - Φ5.
- Distancia de trabajo de 113mm. Zoom Ratio 1:6.7.
- Platos porta objetos (en vidrio y blanco) y pinzas prensa muestras.
- Producto con aprobación CE.
- Fuente de alimentación 110V/60HZ.
- Iluminación LED: incidente 6800 lux y transmitida 2100 lux.

CM