COIMPORMÉDICA
Al servicio de la salud

Coimpormédica SAS
www.coimpormedica.com
@coimpormedica
Bogotá D.C, Colombia

ESTEREOMICROSCOPIO

URANO 40X



Accesorios





El estereomicroscopio URANO 40X está diseñado para la observación tridimensional de muestras y objetos pequeños, proporcionando imágenes claras y detalladas. Cuenta con un sistema óptico binocular, oculares de campo amplio WF10X y objetivos intercambiables de 2X y 4X, que permiten obtener aumentos de 20X y 40X.

Caracteristicas

- Cabezote binocular inclinado a 45° y 360° rotación.
- Distancia inter pupilar 55-75mm.
- Oculares campo amplio WF 10X - Φ 20mm. Ajuste dióptrico en ocular izquierdo.
- Objetivos de 2X y 4X, intercambiable por rotación.
- Rango de Magnificación 20X - 40X.
- Ajuste micrométrico con perillas a través de cremallera.
- Platos porta objetos (en vidrio y blanco) y pinzas prensa muestras.
- Producto con aprobación CE.
- Iluminación LED.
- Adaptador de corriente y forro.

CM